

# 悬浮物SS测定中的问题

国标里面有这么一句话“水质中的悬浮物是指水样通过孔径为0.45 μm的滤膜，截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的物质。” 请问，烘干是在烘箱里需要开启鼓风机吗？ 另外，我们测SS用的是培养皿，那么培养皿在烘箱里的时候需要盖上盖吗？ 谢谢各位高手了！！

! </p><p></p><p><a href = "/pdf/53549-悬浮物SS测定中的问题.pdf" rel="external nofollow" download="53549-悬浮物SS测定中的问题.pdf" target="\_blank">下载本文pdf文件</a></p>